

ワイヤレスセンサ（イージーセンス用）のファームウェアアップデート方法

アップデート用ファイル入手方法

1. ワイヤレスセンサ（イージーセンス用）のファームウェアアップデート用ファイルを、イージーセンスホームページよりコンピュータへダウンロードします。
2. ダウンロードした圧縮フォルダ（.zip）を、コンピュータの分かりやすい場所（デスクトップなど）に展開（解凍）してください。

アップデート作業

1. ファームウェアの.exe ファイルを実行します。
2. ワイヤレスセンサを USB ケーブルでコンピュータに接続します。
3. プログラムが自動的に接続されたワイヤレスセンサを検出し、アップデートを実行します。
4. アップデートは 5 秒程度で完了します。
5. 2 台以上のワイヤレスセンサをアップデートする場合には、次のセンサを USB で接続してアップデートプログラムの画面をクリックします。

株式会社 ナリカ
（旧 中村理工工業株式会社）

<http://www.rika.com/>

本 社 〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-10
TEL 03(3833)0741 (代) FAX 03(3836)1725

大阪営業所 〒531-0078 大阪市北区大淀中1-4-16 永田中津ビル 5階
TEL 06(6451)3986 FAX 06(6451)3925

福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比島町2-7 博多東エースビル 7階
TEL 092(432)6888 FAX 092(432)7388

サポートセンター ☎ 0120-700-746
E-mail : support@rika.com