

# チャージングステーション GDX-CRG (Go Direct) Cat. No. E31-8200-35

## 安全上の注意

本製品を正しく、安全にお使いいただくために重要な項目です。必ずお読みください。

**⚠ Go Direct シリーズ専用の充電器です。センサ以外で使用すると破損する可能性があります。**

### **⚠ 警告 死亡、又は重傷を負う可能性がある内容**

○分解・修理・改造を行わないでください。火災・感電及び製品の破損等の可能性があります。

○異常・故障を感じたときは使用しないでください。

修理等に関しては弊社販売店又は本書に記載されたサポートセンターまでお問い合わせください。

○実験を行う前に必ず指導者から生徒・児童に向けて操作方法等の説明を行ってください。

### **⚠ 注意 軽傷を負う、又は物的損壊の可能性がある内容**

○実験の際は必ず指導者が立会い、生徒・児童のみで使用させないでください。

○露出している発熱部・可動部・電極部等に触らないでください。

○金属製のものを、充電ポートに近づけないでください。

○長期保管の前後には製品の状態を確認し、異常が見られた場合は使用を中止してください。

○落下や強い衝撃を与えないでください。

○防水ではありませんので、濡れた手で触れたり、水に浸さないでください。

○Go Direct シリーズ専用です。センサ以外で使用すると破損する可能性があります。使用しないでください。

## はじめに


### 本製品の目的と特徴

チャージングステーションは、Go Direct シリーズの各種センサを複数台同時に充電することができます。

**製品仕様等**※製品仕様は改良などのため変更される場合があります。ご了承ください。

16 個の充電ポート（8 個の USB ポートと 8 個のセンサポート）があります。16 台のセンサを同時に充電できます。センサの充電中はセンサの LED が点灯し、充電状態を示します。

※Go Direct シリーズ以外の充電では、使用しないでください。



※センサの LED が点灯するまで差し込んでください。

※付属の AC アダプタ以外は  
使用しないでください。